

Nº da Amostra:

**FICHA DE ENCAMINHAMENTO DE VETORES DE RIQUÉTSIAS PARA ANÁLISE**  
**( ) CARRAPATOS      ( ) PULGAS**

**I – OBJETIVO DA COLETA:**

- ( ) Investigação de foco (Registro SINAN) .....
- ( ) Vigilância

**II – PROCEDÊNCIA:**

Município: \_\_\_\_\_

Localidade: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

**III – QUANTO À COLETA:**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

**Coletado em:**

( ) residência ( ) curral ( ) pasto ( ) mata ( ) animal Qual? \_\_\_\_\_

( ) outros – Qual? \_\_\_\_\_

( ) humano - provável local de infestação: \_\_\_\_\_

Coletor (Nome) \_\_\_\_\_

Identificação do hospedeiro (nome, registro, descrição)  
 \_\_\_\_\_

**IV – QUANTO AOS EXEMPLARES:**

Número de exemplares recebidos: \_\_\_\_\_

Número de exemplares encaminhados: \_\_\_\_\_

Estado de conservação:

( ) álcool isopropílico ( ) outros \_\_\_\_\_

Observações:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**V - ENCAMINHAMENTO A FUNED-MG      - PREENCHIMENTO PELO LACEN**

Recebido em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Por: \_\_\_\_\_

Número de exemplares recebidos: \_\_\_\_\_

### Alguns cuidados necessários para o transporte de CARRAPATOS e PULGAS

- **Coleta de carrapatos:**

Os carrapatos podem ser coletados em fase parasitária, sobre os animais (fixados à pele de seus hospedeiros) ou em fase de vida livre (no meio ambiente).

**Os carrapatos do meio ambiente** podem ser coletados ativamente, pela sua busca na vegetação e no corpo dos coletores, ou passivamente, através de armadilhas atrativas.

**Os carrapatos fixados aos animais** são coletados simplesmente retirando-os da pele do hospedeiro, através de torções leves, seguidas de movimentos de tração, com a utilização de pinça, permitindo que os carrapatos sejam retirados inteiros. É contra-indicada a retirada utilizando-se calor (fósforos, por exemplo), bem como métodos que possam perfurá-los, comprimi-los ou esmagá-los evitando-se a eliminação de secreções e excreções que possam conter patógenos. Todos os carrapatos coletados de um mesmo animal devem ser armazenados num mesmo frasco. Carrapatos coletados de diferentes animais nunca devem ser misturados em um mesmo frasco. Os frascos contendo carrapatos devem ser acondicionados e identificados.

- **Coleta de pulgas:**

As pulgas podem ser coletadas em fase parasitária, sobre os animais (fixados à pele de seus hospedeiros) ou em fase de vida livre (no meio ambiente).

**As pulgas do ambiente** podem ser coletadas colocando-se uma cuba com água e detergente ou vaselina líquida e uma fonte de luz acesa (a luz serve para atrair as pulgas).

**As pulgas fixadas aos animais** são coletadas pela catação direta, sobre a pele do hospedeiro ou escovação dos animais. É contra-indicada a retirada com métodos que possam perfurá-las, comprimi-las ou esmagá-las evitando-se a eliminação de secreções e excreções que possam conter patógenos. Todas as pulgas coletadas de um mesmo animal devem ser armazenadas num mesmo frasco. Pulgas coletadas de diferentes animais nunca devem ser misturadas em um mesmo frasco. Os frascos contendo pulgas devem ser acondicionados e identificados.

Devemos observar que a coleta de carrapatos e pulgas são atividades de risco para o coletor, que se expõe ao vetor. Portanto, recomenda-se a utilização de EPI: macacão, preferencialmente de cor clara, fechado, com manga comprida e punho fechado; botas de cano alto, preferencialmente de cor clara; e meias compridas por cima do macacão. A cada período de meia hora toda a roupa deve ser examinada para a presença de vetor.

- **Acondicionamento e Preservação de carrapatos e pulgas:**

Os carrapatos e as pulgas coletadas no campo deverão ser acondicionados em frascos plásticos hermeticamente fechados, de preferência de cor clara (como os de filme fotográfico ou de coletor universal) e deverão ser encaminhados preservados em **álcool isopropílico**.

Os frascos devem ser acondicionados em sacos plásticos.

- **Identifique o frasco com o nome do hospedeiro, data, local e coletor.**

- **A ficha de encaminhamento deverá acompanhar as amostras de artrópodes, acondicionada em saco plástico separado.**

#### ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA DE CARRAPATOS E PULGAS



Nº Amostra:  
Data da coleta: / /  
Local:  
Hospedeiro:  
Coletor:



Obs.: As etiquetas devem ser escritas a lápis.

Todos os itens deverão ser preenchidos corretamente.

Sempre preencher e encaminhar em **03 (três) vias**.

Local de entrega: FUNED – LACEN-MG – Rua Conde Pereira Carneiro, 80 – Gameleira  
30-510-010 – Belo Horizonte – MG – tel.: (31) 3314-4642 – 3314-4671