

TÍTULO: FICHA DE ENCAMINHAMENTO DE CEPAS PARA PESQUISA DE GENES DE RESISTÊNCIA	NÚMERO: DIOM-DECD-FM-0027
---	----------------------------------

ATENÇÃO: ENVIAR UMA FICHA POR CEPA

INFORMAÇÕES DO PACIENTE					
Nome do paciente:					
Nome Social:					
Data de nascimento:	Idade:	Gênero: <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Ignorado			
Nome da Mãe:					
Documento (CPF):			Cartão Nacional de Saúde (CNS):		
PROCEDÊNCIA					
Unidade de Saúde de atendimento do paciente:					CNES:
Município:					
Nome do profissional responsável pelo envio:					Tel. ()
Contato do responsável pelo envio da amostra- Email:					
INFORMAÇÕES SOBRE O MICROORGANISMO ISOLADO					
Bactéria identificada: (OBRIGATÓRIO informar a identificação)					
Material biológico de origem:				Data da coleta:	
Método de identificação:	<input type="checkbox"/> Manual	<input type="checkbox"/> Automatizado	<input type="checkbox"/> MALDI-TOF	<input type="checkbox"/> Outro. Qual?	
PESQUISA DE SENSIBILIDADE REDUZIDA AOS CARBAPENÊMICOS EM <i>Enterobacterales</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> e <i>Acinetobacter spp.</i>					
Método do antibiograma:	<input type="checkbox"/> Disco difusão	<input type="checkbox"/> Automatizado	<input type="checkbox"/> "E-test"	<input type="checkbox"/> Microdiluição	
Antibiótico	Interpretação BrCast	MIC ou Diâmetro do Halo	Antibiótico	Interpretação BrCast	MIC ou Diâmetro do Halo
Ceftazidima + Avibactam	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> R		Imipenem	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> R	
Meropenem	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> R		Ertapenem	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> R	
PESQUISA DE SENSIBILIDADE REDUZIDA AS POLIMIXINAS EM <i>Enterobacterales</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> e <i>Acinetobacter spp.</i>					
Antibiótico	Interpretação BrCast			MIC	
Colistina	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> R		
Polimixina B	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> R		
PESQUISA DE SENSIBILIDADE REDUZIDA AOS GLICOPEPTIDEOS EM <i>Enterococcus faecium/faecalis</i> e <i>Staphylococcus aureus</i> .					
Antibiótico	Interpretação BrCast			MIC	
Vancomicina	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> R		
MÉTODOS FENOTÍPICOS PARA DETECÇÃO DE CARBAPENEMASES					
Disco combinado:	() MBL () KPC () MBL+KPC () OXA-48 () AmpC+perda de porina () ESBL+Perda de porina				
Teste colorimétrico: (Ex: Testes Blue carba ou CarbaNP).			() Carbapenemase positivo () Carbapenemase negativo		
Método de inativação de carbapenêmico modificado: (mCIM-eCIM)		mCIM: () Positivo () Negativo		eCIM: () Positivo () Negativo	
<input type="checkbox"/> Teste rápido imunocromatográfico: (Ex:NG-TEST CARBA 5; RESIST-5 O.K.N.V.I).			() KPC () NDM () OXA48 () VIM () IMP		
OBSERVAÇÕES – se necessário, use o verso					